

¿Desea sustituir su antiguo material de laboratorio?



Paquete de productos de laboratorio Thermo Scientific Nalgene

todos los productos de laboratorio
no son iguales

El paquete de instrumental de laboratorio Nalgene® incluye una serie de artículos populares de laboratorio de uso diario. Se presentan en un práctico paquete y puede utilizarlos directamente en sus investigaciones. Los productos de laboratorio Nalgene definen los estándares relativos a calidad y rendimiento excelente de sus investigaciones importantes:

- materiales de máxima calidad para un rendimiento fiable
- alternativa más segura que el cristal (no se fragmentan ni rompen)
- de confianza; se utilizan en millones de laboratorios de todo el mundo

Este paquete de productos de laboratorio puede emplearse tanto como un kit básico económico y práctico para laboratorios nuevos como un excelente paquete de actualización para laboratorios consolidados.

Thermo
SCIENTIFIC



Paquete de productos de laboratorio Thermo Scientific Nalgene

- **Práctico:** 20 artículos en un solo producto
- **Rentable:** diversos artículos de laboratorio para uso diario a precio reducido
- **Alternativa segura al cristal:** no se fragmentan ni se rompen

El nº cat. 1350-0001 incluye:				
Cant.	Producto	Capacidad	Material*	Esterilizable en autoclave
6	Envases con paredes rectas	500 ml	PPCO	Sí
4	Frascos de lavado Unitary	500 ml	PEBD	No
2	Probetas graduadas	100 ml	PPCO	Sí
1	Probetas graduadas	500 ml	PPCO	Sí
1	Probetas graduadas	1 l	PPCO	Sí
1	Vaso de precipitados Griffin de forma baja	50 ml	PPCO	Sí
1	Vaso de precipitados Griffin de forma baja	100 ml	PPCO	Sí
1	Vaso de precipitados Griffin de forma baja	250 ml	PPCO	Sí
1	Vaso de precipitados Griffin de forma baja	600 ml	PPCO	Sí
1	Vaso de precipitados Griffin de forma baja	1.000 ml	PPCO	Sí
1	Semigradilla Unwire™, azul	para tubos de 30 mm	RMT	Sí

Detalles

Todos los artículos del paquete de productos de laboratorio presentan compatibilidad química con una gran variedad de reactivos de laboratorio comunes; principalmente, ácidos, bases y alcoholes.

Conformidad legal:

Las probetas graduadas cumplen los requisitos de precisión de la norma 21 CFR Parte 177.1520 y ASTM* E 1272 Clase B, así como la norma ISO 6706. Los vasos de precipitados cumplen las normas internacionales ISO/DIN 7056 sobre precisión del material de plástico de laboratorio.

Retire el tapón del envase y autoclávelos por separado.

*PPCO = Polipropileno copolímero; PEBD = Polietileno de baja densidad;
RMT = Tecnología de fabricación Resmer

www.thermoscientific.com/labware

© 2012 Thermo Fisher Scientific Inc. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales son propiedad de ThermoFisher Scientific Inc. y sus filiales.

ANZ: Australia: 1300 735 292, Nueva Zelanda: 0800 933 966; **Asia:** China (llamada gratuita): 800-810-5118 o 400-650-5118; India: +91 22 6716 2200, India (llamada gratuita): 1 800 22 8374; Japón: +81-3-5826-1616; otros países asiáticos: 65 68729717
Europa: Austria: +43 1 801 40 0; Bélgica: +32 2 482 30 30; Dinamarca: +45 4631 2000; Francia: +33 2 2803 2180; Alemania: +49 6184 90 6000, Alemania (llamada gratuita): 0800 1 536 376; Italia: +39 02 95059 554 o 434-254-375; Países Bajos: +31 76 571 4440; Países nórdicos/bálticos: +358 9 329 10200; Rusia/CEI: +7 (812) 703 42 15; España/Portugal: +34 93 223 09 18; Suiza +41 44 454 12 22; Reino Unido/Irlanda: +44 870 609 9203
Norteamérica: EE. UU./Canadá +1 585 586 8800; EE. UU. (llamada gratuita): 800 625 4327
Sudamérica: Asistencia de ventas en EE. UU.: +1 585 899 7198 **Otros países:** +49 6184 90 6900 o +33 2 2803 2000

Thermo
SCIENTIFIC

Part of Thermo Fisher Scientific