

▶ TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL TTH-002

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla grande para mejor visualización de las mediciones, simultáneamente muestra medición de temperatura y humedad.
- Puede ser usado para escritorio o montaje en pared.
- Registro de temperatura y humedad mínima y máxima con botones frontales exclusivos para cada registro externo.
- Dos sensores de temperatura, uno interno y otro externo (cable de 3 metros), con botón frontal para realizar cambio de visualización.
- Temperatura fácilmente configurable en °C o °F.
- Batería AAA (incluida).



► **TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL TTH-002**

Con sensor de temperatura externa e indicación de hora y fecha.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TTH-002

Rango de medición:	Temperatura indoor de 0 a 50 °C (32 a 122 °F). Temperatura outdoor de -50 a 70°C (-58a 158 °F). Humedad relativa de 15 a 95 % HR
Exactitud:	Temperatura in/out: +/-1°C (+/-2°F) en el rango de temperatura de 15 a 35 °C (59 a 95 °F). +/-2 °C (+/-4°F) en el resto del rango de temperatura.
Humedad relativa:	+/-5% en el rango de humedad de 40 a 80 %HR. +/-8% en el resto del rango.
Resolución:	Temperatura: 0,1 °C (0,1°F) Humedad: 1 %HR
Dimensiones:	Pantalla: 80x60 mm Tamaño del equipo: 108x100x21 mm.

Para más información:

Equipos y Laboratorio de Colombia S.A.S • e-mail: info@equiposylaboratorio.com • PBX 57 (4) 448 03 88
Carrera 51No. 6 Sur 36 / Medellín - Colombia • www.equiposylaboratorio.com