

▶ CABINAS DE EXTRACCIÓN DE GASES Y HUMOS

Las cabinas de extracción de gases y humos marca Halthen de la serie FH, son el instrumento adecuado para proteger al operador y el entorno del laboratorio durante las aplicaciones químicas generales. Proteja activamente al operador de la inhalación de vapores tóxicos y reduzca drásticamente el riesgo de incendio y explosión. Al instalar el filtro adecuado, también puede proteger el medio ambiente.



Pantalla LED



Control de agua y de gas



Enchufe impermeable

VENTAJAS

- Lámpara UV para esterilización.
- Resistente ácidos y bases.
- Velocidad de aire ajustable: 9 niveles.
- Ventana delantera motorizada, altura ajustable.
- Sistema de control de microprocesador, pantalla LED.
- Con función de memoria en caso de falla de energía.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	FH1000(A)	FH1200(A)	FH1500(A)	FH1800(A)	
Tamaño Externo (W*D*H)	1040*800*2200mm	1240*800*2200mm	1540*800*2200mm	1840*800*2200mm	
Tamaño Interno (W*D*H)	820*670*730mm	1020*670*730mm	1320*670*730mm	1620*670*730mm	
Altura de la superficie de trabajo	850mm				
Apertura máxima	520mm				
Velocidad del aire	0.3 - 08.m/s				
Ruido	≤ 60 dB				
Ducto de escape	PVC, longitud estándar: 4 metros Ø 300mm				
Lámpara led	8w*1	12w*1	16w*1	16w*1	
Lámpara UV Soplador Ventana frontal	Emisión de 253.7 nanómetros para la descontaminación más eficiente Ventilador centrífugo incorporado; Velocidad ajustable Vidrio templado de 5 mm; Motorizado; Altura ajustable				
Fuente de alimentación	AC220V ± 10%, 50/60Hz; 110V ± 10%, 60Hz				
Consumo	400w	400w	500w	500w	
Material	Exterior Interior Mesa de trabajo	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano. Pintura epóxica Tablero de melamina de alta calidad con buena función de resistencia a ácidos, alcalinos y a la corrosión Resina fenólica resistente a químicos			
Accesorios estandar	Lámpara UV *2, lámpara LED, grifo de agua, grifo de gas, fregadero de agua, gabinete de base Carga total de 2 tomas a prueba de agua: 500W Conducto de escape de PVC de 4 metros, correa de tubería * 2				
Accesorio opcional	Filtro de carbón activo				
Peso bruto	286kg	317kg	350kg	400kg	
Paquete	Cuerpo principal	1190*990*1690mm	1390*990*1690 mm	1690*990*1690mm	1990*990*1690mm
	Gabinete de base	1190*990*980mm	1390*990*980mm	1690*970*970mm	1990*990*980mm

Para más información:

Equipos y Laboratorio de Colombia S.A.S • e-mail: info@equiposylaboratorio.com • PBX 57 (4) 448 03 88
Carrera 51No. 6 Sur 36 / Medellín - Colombia • www.equiposylaboratorio.com