





Báscula de Pesaje Serie CPWplus M



Rapidez, Desempeño, Valor - El Balance Ideal

- Función de retención
- Rango de tara completo
- Ajuste a cero
- Gran pantalla LCD retroiluminada
- Teclado numérico de código en color recubierto
- Construcción de cuatro celdas de carga
- Soporte mural
- Gran plataforma de acero inoxidable
- Diseño moderno de perfil bajo
- Aprueba de agua para proteger contra derramamientos accidentales
- Funcionamiento simple de 4 teclas
- Pies de nivelación ajustables antideslizantes
- Interfaz bi-direccional RS-232
- Calibración externa
- Batería recargable
- Auto sleep: apagado automático para ahorrar energía
- Indicador de batería baja
- Adaptador AC
- Pesaje de animales / dinámico
- Pesaje



Especificaciones Técnicas

Modelo	CPWplus 35M	CPWplus 75M	CPWplus 150M	CPWplus 200M
Capacidad máxima	75lb/35kg	165lb/75kg	330lb/150kg	440lb/200kg
Precisión	0.02lb/10g	0.05lb/20g	0.1lb/50g	0.1lb/50g
Rango de tara	Completo	Completo	Completo	Completo
Repetibilidad (S.D.)	10g	20g	50g	50g
Linealidad (±)	20g	40g	100g	100g
Tamaño del Plato	19.7×19.7" / 500×500mm			
Peso neto	19.6lb		-	19.6lb

Especificaciones Generales

Unidades de medida	Kilogramo (kg), Libra (lb), Onza (Oz), Libra-Onza (lb-oz)
Tiempo de estabilización típico	2-3 Seg
Interface	Interface bidireccional RS-232
Calibración	Externa automática con peso de Calibración selecci
Pantalla	LCD con dígitos de mínimo 22 mm con leyendas de peso y con símbolos de batería baja, estable, cero, peso neto y retención, también habilidad para mostrar libras y onzas juntas
Temperatura de funcionamiento	32°F - 104°F
Carcasa	Indicador: Aluminio, Plataforma: Base de acero 'suave' y plato de acero inoxidable
Dimensiones totales (wxdxh)	19.7×19.7×1.6" / 500×500×40mm
Nota de dimesiones	Indicador: 220 x 95 x 43mm (w x d x h)

Accesorios Opcionales:

- Adam - DU- Programa para colección de información
- RS-232 Interfaz a USB se debe pedir con el cable RS232 (3074)
- Cable RS-232 para el ordenador
- Impresora Thermal ATP
- Papel para impresora ATP (10 rollos)



Adam Equipment - Oficinas Universal

www.adamequipment.com